



IMS™ Cassette Barcode Label

IMS-CABL

EN For intended use only by dental professionals. **Inspect, clean and sterilize before each use.** Steam sterilize for at least 4 minutes at 273°F/134°C or 30 minutes at 250°F/121°C. Recommend 30 minute dry time after sterilization cycle. Do not heat above 350°F/177°C. Use recommended chemicals only. Do not disinfect with phenols. Detailed care and maintenance instructions available upon request or go to HuFriedyGroup.com.

DE Dieses Produkt darf nur von Zahnärzten verwendet werden. **Vor jeder Anwendung überprüfen, reinigen und sterilisieren.** Mindestens 4 Minuten bei 273 °F/134 °C oder 30 Minuten bei 250 °F/121 °C dampfsterilisieren. Empfehlung: 30 Minuten Trocknungszeit nach Sterilisationszyklus. Nicht auf über 350 °F/177 °C erhitzen. Nur empfohlene Chemikalien verwenden. Nicht mit Phenolen desinfizieren. Detaillierte Anweisungen zur Pflege und Wartung sind auf Anfrage sowie auf HuFriedyGroup.com verfügbar.

ES Solo para uso de profesionales dentales. **Revise, limpie y esterilice antes de cada uso.** Esterilice al vapor durante al menos 4 minutos a 273 °F (134 °C) o 30 minutos a 250 °F (121 °C). Se recomienda secar durante 30 minutos después del ciclo de esterilización. No caliente por encima de 350 °F (177 °C). Utilice solo productos químicos recomendados. No desinfecte con fenoles. Las instrucciones de cuidado y mantenimiento detalladas están disponibles previa solicitud o visitando HuFriedyGroup.com.

FR Destiné uniquement à l'usage des professionnels dentaires. **Procédez à une inspection, un nettoyage et une stérilisation avant chaque usage.** Stérilisez à la vapeur pendant au moins 4 minutes à une température de 273 °F (134 °C) ou pendant 30 minutes à une température de 250 °F (121 °C). Laissez sécher 30 minutes après le cycle de stérilisation. Ne pas chauffer à une température supérieure à 350 °F (177 °C). N'utilisez que les produits chimiques recommandés. Ne pas désinfecter avec des phénols. Des instructions d'entretien et de maintenance détaillées sont disponibles sur demande ou en ligne au HuFriedyGroup.com.

IT Per uso esclusivo da parte di professionisti del settore odontoiatrico. **Controllare, pulire e sterilizzare prima dell'uso.** Sterilizzare a vapore per almeno 4 minuti a 273 °F / 134 °C o per 30 minuti a 250 °F / 121 °C. Si consiglia di lasciare asciugare per 30 minuti dopo il ciclo di sterilizzazione. Non sottoporre a temperature al di sopra di 350 °F / 177 °C. Utilizzare solo le sostanze chimiche raccomandate. Non disinfettare con fenoli. Le istruzioni di cura e manutenzione dettagliate sono disponibili su richiesta oppure accedendo al sito HuFriedyGroup.com.

Hu-Friedy



Manufactured for:
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
2501 Sanders Rd.
Northbrook, IL 60062 | USA
1-800-Hu-Friedy | HuFriedyGroup.com



All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.

©2025 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.

K9584 / REV 7 - 2510

•HuFriedyGroup
The Best In Practice