




ClearView™ CO₂ Capnography Adapter Instructions


For use with: 33034-9-CAP, 33034-10-CAP, 33034-14-CAP, 33034-16-CAP, 33035-9-CAP, 33035-10-CAP, 33035-12-CAP, 33035-14-CAP, 33035-16-CAP, 33037-9-CAP, 33037-10-CAP, 33037-11-CAP, 33037-12-CAP, 33037-17-CAP, 43055




1. Remove one of the double connectors near the mask side of the scavenging tubing (choose either side).



2. Insert the ClearView™ Capnography Adapter into the tubing as shown. Small tube facing out.



3. Unwrap and attach a ClearView™ Nasal Mask to the other side of the capnography adapter and double connector. Make sure to carefully guide the inner mask over the capnography adapter extension tube.



4. Check to ensure that the extension tube of the ClearView Capnography Adapter is visible just inside the inner mask.



5. Attach the ETCO₂ sample line from the monitor to the Luer Lock fitting on the ClearView Capnography Adapter.

Cautions and Warnings:

Single use only. Do not reprocess or reuse.

Refer to manufacturer's manuals for capnography equipment operation.

 Accutron, Inc.
1733 W Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027 USA

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert/Germany
Te. +49 (0) 6894-581020
Fax +49 (0) 6894-581021

CE
0482




Made in USA

Part No. 43055-INS / REV.E - 03/2021



All product names are trademarks of Crosstex International, Inc., a Cantel Medical Company, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.
©2021 Crosstex International, Inc. All rights reserved.

Anleitung zur Verwendung des ClearView™ CO₂ Kapnographie-Adapters


Zur Verwendung mit: 33034-9-CAP, 33034-10-CAP, 33034-14-CAP, 33034-16-CAP, 33035-9-CAP, 33035-10-CAP, 33035-12-CAP, 33035-14-CAP, 33035-16-CAP, 33037-9-CAP, 33037-10-CAP, 33037-11-CAP, 33037-12-CAP, 33037-17-CAP, 43055




1. Entfernen Sie einen der Doppelanschlüsse an der zur Maske hin gerichteten Seite des Scavenger-Schlauchs (es kann eine beliebige der beiden Anschlussseiten gewählt werden).



2. Stecken Sie den ClearView™ Kapnographie-Adapter in den Schlauch (siehe Abbildung). Der kleine Schlauch zeigt dabei nach außen.



3. Nehmen Sie eine ClearView™ Nasenmaske aus der Verpackung und befestigen Sie sie an der anderen Seite des Kapnographie-Adapters und des Doppelanschlusses. Führen Sie die innen liegende Maske vorsichtig über den Verlängerungsschlauch des Kapnographie-Adapters.



4. Ein kleines Stück des Verlängerungsschlauchs des ClearView Kapnographie-Adapters muss in der innen liegenden Maske sichtbar sein.



5. Befestigen Sie die ETCO₂-Probenleitung vom Monitor an dem Luer-Lock-Fitting am ClearView Kapnographie-Adapter.

Warn- und Vorsichtshinweise:

Nur für den Einmalgebrauch. Nicht aufarbeiten oder wiederverwenden.

Bezüglich des Betriebs von Kapnographie-Geräten sind die Handbücher des jeweiligen Herstellers zu beachten.

 Accutron, Inc.
1733 W Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027 USA

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert/Deutschland
Tel. +49 (0) 6894-581020
Fax +49 (0) 6894-581021

CE
0482



Made in USA


Art.-Nr. 43055-INS-DE / REV. E - 03/2021

Sämtliche Produktnamen sind Marken von Crosstex International, Inc., einem Unternehmen von Cantel Medical, seinen Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.



©2021 Crosstex International, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Instrucciones del adaptador de capnografía de CO₂ ClearView™


Para utilizar con: 33034-9-CAP, 33034-10-CAP, 33034-14-CAP, 33034-16-CAP, 33035-9-CAP, 33035-10-CAP, 33035-12-CAP, 33035-14-CAP, 33035-16-CAP, 33037-9-CAP, 33037-10-CAP, 33037-11-CAP, 33037-12-CAP, 33037-17-CAP, 43055




1. Retire uno de los conectores dobles situados cerca del lado de la mascarilla del tubo de evacuación (elijá cualquiera de los dos lados).



2. Introduzca el adaptador de capnografía ClearView™ en el tubo tal como muestra la imagen. El tubo pequeño debe orientarse hacia fuera.



3. Desenvuelva y conecte una mascarilla nasal ClearView™ al otro lado del adaptador de capnografía y al conector doble. Asegúrese de situar con cuidado la mascarilla interna por encima del tubo de extensión del adaptador de capnografía.



4. Compruebe que el tubo de extensión del adaptador de capnografía ClearView sea visible solo dentro de la mascarilla interna.



5. Conecte la línea de muestreo del ETCO₂ del monitor a la conexión Luer Lock del adaptador de capnografía ClearView.

Precauciones y advertencias:

De un solo uso. No reprocesar ni reutilizar.

Consulte los manuales del fabricante para conocer el manejo del equipo de capnografía.

 Accutron, Inc.
1733 W Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027 (EE. UU.)

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert (Alemania)
Tel. +49 (0) 6894-581020
Fax +49 (0) 6894-581021

CE
0482



Fabricado en Estados Unidos.

Número de producto 43055-INS-ES / REV. E - 03/2021

Todos los nombres de producto son marcas registradas de Crosstex International, Inc., una empresa de Cantel Medical, sus filiales o empresas relacionadas, a menos que se indique lo contrario.
©2021 Crosstex International, Inc. Todos los derechos reservados.


 accutron-inc.com

 (800) 531-2221



CROSSTEX
A CANTEL MEDICAL COMPANY

Instructions de l'adaptateur de capnographie CO₂ ClearView™


À utiliser avec : 33034-9-CAP, 33034-10-CAP, 33034-14-CAP, 33034-16-CAP, 33035-9-CAP, 33035-10-CAP, 33035-12-CAP, 33035-14-CAP, 33035-16-CAP, 33037-9-CAP, 33037-10-CAP, 33037-11-CAP, 33037-12-CAP, 33037-17-CAP, 43055




1. Retirez l'un des connecteurs doubles près du côté masque du tube d'évacuation (choisissez l'un des deux côtés).



2. Insérez l'adaptateur de capnographie ClearView™ dans le tube, comme indiqué. Le petit tube doit être tourné vers l'extérieur.



3. Déballiez et fixez un masque nasal ClearView™ de l'autre côté de l'adaptateur de capnographie et du double connecteur. Assurez-vous de guider soigneusement le masque interne sur le tube d'extension de l'adaptateur de capnographie.



4. Assurez-vous que le tube d'extension de l'adaptateur de capnographie ClearView est visible juste à l'intérieur du masque interne.



5. Fixez la ligne d'échantillonnage ETCO₂ du moniteur au raccord Luer Lock de l'adaptateur de capnographie ClearView.

Avvertissements et mises en garde :

Usage unique seulement. Ne pas retraiter ni réutiliser.

Reportez-vous aux manuels du fabricant pour le fonctionnement de l'équipement de capnographie.

 Accutron, Inc.
1733 W Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027 États-Unis



MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert/Allemagne
Tél. : +49 (0) 6894-581020
Fax : +49 (0) 6894-581021



Fabriqué aux États-Unis


Réf. 43055-INS-FR / RÉV. E - 03/2021

Sauf indication contraire, tous les noms de produits sont des marques de Crosstex International, Inc., une entreprise de Cantel Medical, de ses filiales ou sociétés associées.



©2021 Crosstex International, Inc. Tous droits réservés.

Istruzioni dell'adattatore per capnografia ClearView™ CO₂


Per i modelli: 33034-9-CAP, 33034-10-CAP, 33034-14-CAP, 33034-16-CAP, 33035-9-CAP, 33035-10-CAP, 33035-12-CAP, 33035-14-CAP, 33035-16-CAP, 33037-9-CAP, 33037-10-CAP, 33037-11-CAP, 33037-12-CAP, 33037-17-CAP, 43055




1. Rimuovere uno dei connettori doppi in prossimità del lato maschera del tubo di evacuazione (scegliere un lato qualsiasi).



2. Inserire l'adattatore per capnografia ClearView™ nel tubo come mostrato nella foto. Il tubicino deve uscire all'esterno.



3. Aprire una maschera nasale ClearView™ e fissarla all'altra estremità dell'adattatore e del connettore doppio. Guidare con attenzione la parte interna della maschera sul tubo di prolunga dell'adattatore.



4. Verificare che il tubo di prolunga dell'adattatore per capnografia ClearView sia visibile all'interno della maschera interna.



5. Collegare la linea di campionamento di EtCO₂ dal monitor al raccordo Luer Lock sull'adattatore per capnografia ClearView.

Avvisi e avvertenze:

Prodotto monouso. Non ricondizionare né riutilizzare.

Per il funzionamento dei dispositivi per capnografia consultare i manuali del produttore.

 Accutron, Inc.
1733 W Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027 USA

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert/Germania
Tel. +49 (0) 6894-581020
Fax +49 (0) 6894-581021

CE
0482



Prodotto negli USA

Codice articolo 43055-INS-IT / REV. E - 03/2021

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi commerciali di Crosstex International Inc., una società Cantel Medical, delle sue affiliate o delle aziende collegate, se non diversamente indicato.
©2021 Crosstex International, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

 accutron-inc.com


 (800) 531-2221

CROSSTEX
A CANTEL MEDICAL COMPANY



ClearView™ CO₂ Capnography Adapter

Instructies


Voor gebruik met: 33034-9-CAP, 33034-10-CAP, 33034-14-CAP, 33034-16-CAP, 33035-9-CAP, 33035-10-CAP, 33035-12-CAP, 33035-14-CAP, 33035-16-CAP, 33037-9-CAP, 33037-10-CAP, 33037-11-CAP, 33037-12-CAP, 33037-17-CAP, 43055




1. Verwijder een van de dubbele connectoren bij de maskerzijde van de spoelslang (kies een van beide zijden).



2. Steek de ClearView™ Capnography Adapter in de buizen zoals afgebeeld. Kleine buis wijst naar buiten.



3. Haal een ClearView™ neusmasker uit de verpakking en bevestig het aan de andere zijde van de capnografieadapter en dubbele connector. Zorg ervoor dat u het binnenmasker zorgvuldig over het verlengstuk van de capnografieadapter leidt.



4. Controleer of de verlengbuis van de ClearView-capnografieadapter net binnen het binnenmasker zichtbaar is.



5. Bevestig de ETCO₂-monsterslang van de monitor aan de Luer Lock-fitting op de ClearView Capnography Adapter.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen:

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet herverwerken of hergebruiken.

Raadpleeg de handleidingen van de fabrikant voor de bediening van capnografieapparatuur.

 Accutron, Inc.
1733 W Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027 VS

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert/Duitsland
Tel. +49 (0) 6894-581020
Fax +49 (0) 6894-581021

CE
0482



Gemaakt in de VS.

Onderdeelnr. 43055-INS-NL / REV. E - 03/2021

Alle productnamen zijn handelsmerken van Crosstex International, Inc., een Cantel Medical Onderneming, zijn dochterondernemingen of verwante ondernemingen, tenzij anderszins aangegeven.

©2021 Crosstex International, Inc. Alle rechten voorbehouden.


 accutron-inc.com

 (800) 531-2221



CROSSTEX
A CANTEL MEDICAL COMPANY

Instrukcja obsługi adaptera kapnograficznego ClearView™ CO₂


Do stosowania z: 33034-9-CAP, 33034-10-CAP, 33034-14-CAP, 33034-16-CAP, 33035-9-CAP, 33035-10-CAP, 33035-12-CAP, 33035-14-CAP, 33035-16-CAP, 33037-9-CAP, 33037-10-CAP, 33037-11-CAP, 33037-12-CAP, 33037-17-CAP, 43055




1. Wyjąć jedno z podwójnych złącz w pobliżu strony maski przewodu oczyszczającego (wybrać dowolną stronę).



2. Wprowadzić adapter kapnograficzny ClearView™ do przewodu, jak pokazano na ilustracji. Mały przewód skierowany do zewnątrz.



3. Rozpakować i zamocować maskę nosową ClearView™ po drugiej stronie adaptera kapnograficznego i podwójnego złącza. Ostrożnie nasunąć wewnętrzną maskę po przedłużaczu adaptera kapnograficznego.



4. Upewnić się, że przedłużacz adaptera kapnograficznego ClearView jest widoczny wewnątrz maski wewnętrznej.



5. Podłączyć linię próbkowania ETCO₂ od monitora do złącza Luer Lock na adapterze kapnograficznym ClearView.

Ostrzeżenia i przestrogi:

Tylko do jednorazowego użytku. Produktu nie wolno poddawać dekontaminacji ani używać ponownie.

Należy zapoznać się z podręcznikami wydanymi przez producenta, aby dowiedzieć się na temat obsługi sprzętu kapnograficznego.

 Accutron, Inc.
1733 W Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027 USA

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert/Niemcy
Tel. +49 (0) 6894-581020
Faks +49 (0) 6894-581021

CE
0482



Wyprodukowano w USA

Nr kat. 43055-INS-PL / WER. E — 03/2021

O ile nie podano inaczej, wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi firmy Crosstex International Inc., a Cantel Medical Company, jej spółek zależnych lub firm powiązanych.

©2021 Crosstex International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.


 accutron-inc.com

 (800) 531-2221



CROSSTEX
A CANTEL MEDICAL COMPANY

Instruções do ClearView™ CO₂ Capnography Adapter


Para utilização com: 33034-9-CAP, 33034-10-CAP, 33034-14-CAP, 33034-16-CAP, 33035-9-CAP, 33035-10-CAP, 33035-12-CAP, 33035-14-CAP, 33035-16-CAP, 33037-9-CAP, 33037-10-CAP, 33037-11-CAP, 33037-12-CAP, 33037-17-CAP, 43055




1. Remova um dos conectores duplos perto do lado da máscara da tubagem de limpeza (escolha um dos lados).



2. Insira o ClearView™ Capnography Adapter na tubagem, conforme mostrado. O tubo pequeno fica virado para fora.



3. Desembulhe e fixe uma ClearView™ Nasal Mask ao outro lado do adaptador de capnografia e ao conector duplo. Certifique-se de que orienta cuidadosamente a máscara interna sobre o tubo de extensão do adaptador de capnografia.



4. Verifique se o tubo de extensão do ClearView™ Capnography Adapter é visível apenas dentro da máscara interna.



5. Fixe a linha de amostra ETCO₂ do monitor ao encaixe Luer Lock no ClearView™ Capnography Adapter.

Precauções e Advertências:

Apenas para utilização única. Não reprocesse nem reutilize.

Consulte os manuais do fabricante para o funcionamento do equipamento de capnografia.

 Accutron, Inc.
1733 W Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027 EUA

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert/Alemanha
Tel. +49 (0) 6894-581020
Fax +49 (0) 6894-581021

CE
0482



Fabricado nos EUA

N.º de peça 43055-INS-PT / REV. E - 03/2021

Todos os nomes de produtos são marcas comerciais da Crosstex International Inc., uma empresa da Cantel Medical, das suas afiliadas ou empresas relacionadas, salvo indicação em contrário.

©2021 Crosstex International, Inc. Todos os direitos reservados.


 accutron-inc.com

 (800) 531-2221



CROSSTEX
A CANTEL MEDICAL COMPANY

Instrucțiuni pentru adaptorul de capnografie ClearView™ CO₂


Pentru utilizare cu: 33034-9-CAP, 33034-10-CAP, 33034-14-CAP, 33034-16-CAP, 33035-9-CAP, 33035-10-CAP, 33035-12-CAP, 33035-14-CAP, 33035-16-CAP, 33037-9-CAP, 33037-10-CAP, 33037-11-CAP, 33037-12-CAP, 33037-17-CAP, 43055




1. Îndepărtați unul dintre conectorii dubli din partea laterală de lângă masca tubului de purjare (alegeți fiecare parte).



2. Introduceți adaptorul de capnografie ClearView™ în tub, așa cum este prezentat. Tub mic spre exterior.



3. Desfaceți și atașați o mască nazală ClearView™ la cealaltă parte a adaptorului de capnografie și a conectorului dublu. Asigurați-vă că îndreptați masca interioară peste tubul de extensie al adaptorului de capnografie.



4. Verificați pentru a vă asigura că tubul de extensie al adaptorului de capnografie ClearView este vizibil chiar în masca interioară.



5. Atașați linia de eșantionare ETCO₂ de la monitor la racordul Luer Lock pe adaptorul de capnografie ClearView.

Precauții și avertizări:

Doar de unică folosință. Nu reprocessați sau reutilizați.

Consultați manualele producătorului pentru utilizarea echipamentului de capnografie.

 Accutron, Inc.
1733 W Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027 S.U.A.

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert/Germania
Tel. +49 (0) 6894-581020
Fax +49 (0) 6894-581021

CE
0482



Fabricat în S.U.A.


Nr. piesă 43055-INS-RO / REV. E – 03/2021

Toate denumirile de produse sunt mărci comerciale ale Crosstex International, Inc., o companie medicală Cantel, ale afiliaților și companiilor aferente, cu excepția cazului în care este menționat altfel.



©2021 Crosstex International, Inc. Toate drepturile rezervate.

Инструкции по применению адаптера для капнографии ClearView™ CO₂


Для использования: 33034-9-CAP, 33034-10-CAP, 33034-14-CAP, 33034-16-CAP, 33035-9-CAP, 33035-10-CAP, 33035-12-CAP, 33035-14-CAP, 33035-16-CAP, 33037-9-CAP, 33037-10-CAP, 33037-11-CAP, 33037-12-CAP, 33037-17-CAP, 43055




1. Удалить один из парных соединителей интубационной трубки со стороны маски (выберите одну из двух сторон).



2. Вставьте, как показано, адаптер для капнографии ClearView™ в трубку. Маленькая трубка направлена наружу.



3. Разверните и присоедините назальную маску ClearView™ к другой стороне адаптера для капнографии и парному соединителю. Проследите за аккуратным надеванием внутренней маски поверх удлинительной трубки адаптера для капнографии.



4. Проверьте, чтобы убедиться, что расширительная трубка адаптера ClearView для капнографии немного видна во внутренней маске.



5. Присоедините пробоотборную линию ETCO₂ от контрольного прибора к переходнику Luer Lock на адаптере ClearView для капнографии.

Предостережения и предупреждения:

Только для одноразового использования. Повторно не обрабатывать и не использовать.
См. руководства производителя по управлению капнографическим оборудованием.

 Accutron, Inc.
1733 W Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027 USA (США)

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert/Germany
(Германия)
Тел. +49 (0) 6894-581020
Факс +49 (0) 6894-581021

CE
0482



Произведено в США

Номер по каталогу 43055-INS-RU / РЕД. Е - 03/2021

Все названия продуктов являются торговыми марками Crosstex International, Inc., компании Cantel Medical, ее дочерних или связанных компаний, если только не указано иначе.
©2021 Crosstex International, Inc. Все права защищены.

	EN	DE	PT	FR	NL	ES	RU	IT	PL
	Consult instructions for use	Gebrauchsanweisung lesen	Consulte as instruções de utilização	Consulter le mode d'emploi	Raadpleeg gebruiksinstructies	Consulte las instrucciones de uso	См. инструкцию по использованию	Consultare le istruzioni per l'uso	Patrz instrukcja użycia
	Caution	Achtung	Precaução	Avertissement	Opgelet	Precaución	Внимание!	Attenzione	Przestroga
	Single use only	Nur zum Einmalgebrauch	Utilização única	Usage unique seulement	Uitsluitend voor eenmalig gebruik	De un solo uso	Только для одноразового использования	Monouso	Wyłącznie do użytku jednorazowego
	Manufacturing lot number	Chargennummer	Número de lote de fabrico	Numéro de lot de fabrication	Partijnummer productie	Número de lote de fabricación	Номер производственной партии	Codice del lotto	Numer partii produkcyjnej
	Prescription only (USA)	Verschreibungspflichtig (USA)	Apenas com prescrição médica (EUA)	Sur ordonnance uniquement (États-Unis)	Alleen op voorschrift (VS)	Sujeto a prescripción médica (EE. UU.)	Только по рецепту (США)	Solo su prescrizione (USA)	Wyłącznie na receptę (USA)
	Date of manufacture yyyy/mm	Herstellungsdatum	Data de fabrico	Date de fabrication	Productiedatum	Fecha de fabricación	Дата производства	Data di fabbricazione	Data produkcji
	Manufacturer	Hersteller	Fabricante	Fabricant	Producent	Fabricante	Производитель	Fabbricante	Producent
	European Representative	EU-Bevollmächtigter	Representante Europeu	Représentant européen	Europese vertegenwoordiger	Representante en Europa	Представитель в Европе	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea	Przedstawiciel w Europie
	Approved for European Union, notified body	In der EU zugelassen, benannte Stelle	Aprovado para a União Europeia, organismo notificado	Approuvé pour l'Union européenne, organisme notifié	Goedgekeurd voor Europese Unie, erkende instantie	Aprobado por la Unión Europea, organismo notificado	Одобрено для применения на территории Европейского Союза, уполномоченный орган	Approvato nell'Unione Europea, organismo notificato	Produkt dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej, jednostka notyfikowana
	Catalog number	Bestellnummer	Número do catálogo	Référence catalogue	Catalogusnummer	Número de catálogo	Номер по каталогу	Numero di catalogo	Numer katalogowy
	Medical Device	Medizinprodukt	Dispositivo médico	Dispositif médical	Medisch apparaat	Producto sanitario	Медицинское устройство	Dispositivo medico	Urządzenie medyczne
	Unique Device Identifier	Eindeutige Produktkennung	Identificação única do dispositivo	Identification Unique du Dispositif	Unieke apparaatidentificatie	Identificador de producto único	Уникальный идентификатор устройства	Identificativo unico del dispositivo	Unikatowy identyfikator wyrobu
	Keep away from sunlight	Vor Sonnenlicht schützen	Manter afastado da luz solar	Éviter toute exposition à la lumière du soleil	Uit de buurt van zonlicht houden	Manténgase lejos de la luz solar	Хранить в защищенном от света месте	Tenere lontano dalla luce	Chronić przed światłem słonecznym

									
	Consultați instrucțiunile de utilizare								
	Atenție								
	Doar de unică folosință								
	Numărul lotului de fabricație								
	Doar pe bază de rețetă (S.U.A.)								
 yyyy/mm	Data fabricației								
	Producător								
	Reprezentant european								
 0482	Aprobat pen- tru Uniunea Europeană, organism autorizat								
	Numărul catalogului								
	Dispozitiv medical								
	Identificator unic al dispozi- tivului								
	Țineți departe de lumina soarelui								