

Puntali per siringhe aria/acqua Sparkle™

REF BCSAWSCL / BCSAWSWH / BCSAWS / BCSAWSB

ISTRUZIONI PER L'USO

Non è necessario alcun adattatore o convertitore con l'attrezzatura originale.

1. Sulle siringhe con dado di bloccaggio, allentare il dado di bloccaggio della punta della siringa e inserire la punta Sparkle™ Air/Water nello stesso modo in cui si inserisce una punta in metallo.
2. Sulle siringhe a cambio rapido, premere l'anello esterno e inserire la punta Sparkle Air/Water nello stesso modo in cui si inserisce una punta in metallo.
3. Prima di utilizzare la siringa, assicurarsi che la punta Sparkle Air/Water sia ben fissata nella siringa. La punta è installata correttamente quando non sono visibili linee o scanalature oltre il dado di bloccaggio della punta della siringa.



Le punte della siringa Sparkle Aria/Acqua sono confezionate e sigillate in un ambiente pulito (non sterile).

CROSSTEX



Manufactured for: Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
585.359.0130 | 631.582.6777 | HuFriedyGroup.com

EU REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CH REP MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

UK REP MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom



Non realizzato con lattice di gomma naturale.

In caso di incidenti gravi verificatisi all'interno dell'Unione europea e che interessano i nostri dispositivi, segnalarli a Hu-Friedy Mfg. Co., LLC e all'autorità nazionale competente dello Stato membro.

Made in China

BCSAWSB-IFU-IT / REV 1 - 10/2025

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi commerciali di Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, delle sue affiliate o società collegate, salvo diversa indicazione.

©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.