

# Sparkle™ 空気/水注射器のヒント

REF BCSAWSCL / BCSAWSWH / BCSAWS / BCSAWSB

## 使用説明書

梱包部品はアダプターやコンバーター無しでご使用いただけます

1. ナットタイプのシリンジでは、ほぼ全ての製品で、ナットを締めながらシリンジをゆるめてスパークルエアー／ウォーターシリンジチップを挿入します（金属チップ挿入時と同様）。
2. クイックチェンジタイプのシリンジでは、外側のリングを押し入れてスパークルエアー／ウォーターシリンジチップを挿入します（金属チップ挿入時と同様）。
3. シリンジの使用前には、スパークルエアー／ウォーターシリンジチップがシリンジにしっかりと固定されていることを確認してください。スパークルエアー／ウォーターシリンジチップが正しく取り付けられている場合、シリンジチップを締めたナットより上に線や溝が見られることはありません。



社製スパークルエアー／ウォーターシリンジチップは、清潔な環境下にて包装、密閉されています（無滅菌）。天然ゴムラテックスで作られていません。

**CROSSTEX**

Manufactured for: Crosstex International, Inc.  
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA  
585.359.0130 | 631.582.6777 | HuFriedyGroup.com

**EU REP** MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

**CH REP** MDSS CH GmbH  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau  
Switzerland

**UK REP** MDSS-UK RP Ltd.  
Parkway House, Palatine Rd,  
Northenden, Wythenshawe,  
Manchester M22 4DB  
United Kingdom



天然ゴムラテックスは使用しておりません。

欧州連合内で、当社機器に関わる重大なインシデントが発生した場合は、Hu-Friedy Mfg. Co., LLC および加盟国の管轄当局に連絡してください。

Made in China

BCSAWSB-IFU-JA / REV1 - 10/2025

すべての会社名および製品名は、特に記載のない限り、Hu-Friedy Mfg. Co., LLC またはその関連会社もしくは関連会社の商標です。

©2025 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.