

IMS™ Transportation Tub

IMS Transportwanne

Tina de transporte IMS

Bac de transport IMS

Contentitore per il trasporto IMS

Banheira de transporte IMS

REF IMTRANSPORT

EN Do not heat sterilize. Surface disinfect only.

For use with IMS™ Cassettes

Compatible with Signa Stat, Large 8x11, Large Thin Ortho, Oral Surgery Cassette, Container Cassette, and DIN Cassette.

The IMS™ Transportation Tub is used to safely transport contaminated, reusable sharps from treatment room to sterilization.

Using utility gloves, place contaminated cassettes and reusable sharps in transportation tub immediately after use.

Place and lock lid on transportation tub and carefully transport tub to sterilization.

Remove cassettes from tub when Ultrasonic Bath or Washer/Thermal Disinfectant are ready for use.

After use, clean tub and lid using a surface disinfectant.

DE Nicht zur heissluftsterilisation geeignet. Nur oberfläche desinfizieren.

Zur Verwendung mit IMS-Kassetten

Kompatibel mit Signa Stat, Large 8x11, Kleine schmale KFO Kassette, Oral Surgery Kassette, Container Kassette, und Kassette DIN.

Der IMS-Transportbehälter dient dem sicheren Transport kontaminierter, wiederverwendbarer spitzer Gegenstände vom Behandlungsraum zur Sterilisation.

Tragen Sie dabei Schutzhandschuhe und legen Sie kontaminierte Kassetten und wiederverwendbare Kanülen direkt nach Gebrauch in den Transportbehälter.

Setzen Sie den Deckel auf den Transportbehälter, verriegeln Sie ihn und transportieren. Sie den Behälter vorsichtig zur Sterilisation.

Entnehmen Sie die Kassetten aus dem Behälter, sobald das Ultraschallbad oder das Reinigungs- und Desinfektionsgerät betriebsbereit ist.

Reinigen Sie Behälter und Deckel nach Gebrauch mit einem Flächendesinfektionsmittel.

ES No esterilice con calor. Desinfecte solo la superficie.

Para usar con casetes IMS

Compatible con Signa Stat, casete grande de 8x11, casete grande delgado de ortodoncia casete para cirugía oral, Casete Contenedor, y Casete DIN.

El contenedor de transporte IMS se utiliza para transportar de forma segura objetos punzocortantes reutilizables contaminados desde la sala de tratamiento hasta el centro de esterilización.

Coloque los casetes contaminados y los objetos punzocortantes reutilizables en el contenedor de transporte inmediatamente después de su uso, siempre utilizando guantes utilitarios.

Coloque y cierre la tapa del contenedor de transporte y trasládalo con cuidado al área de esterilización.

Retire los casetes del contenedor hasta que el baño ultrasónico o la lavadora/desinfectadora térmica estén listos para su uso.

Después de su uso, limpie el contenedor y la tapa con un desinfectante de superficies.

FR Non sterilizzare a caldo. Disinfettare solo la superficie.

À utiliser avec les cassettes IMS

Compatible avec les cassettes Signa Stat, Large 8x11, Large Thin Ortho, Oral Surgery, Cassette de conteneur, et Cassette DIN.

Le bac de transport IMS est conçu pour assurer le transport sécuritaire des instruments tranchants réutilisables contaminés, de la salle de traitement jusqu'à la zone de stérilisation.

En portant des gants utilitaires, placez immédiatement après usage les cassettes contaminées et les instruments tranchants réutilisables dans le bac de transport.

Placez et verrouillez le couvercle sur le bac de transport, puis transportez-le avec précaution vers la zone de stérilisation.

Retirez les cassettes du bac lorsque le bain à ultrasons ou le laveur/désinfecteur thermique est prêt à l'emploi. Après usage, nettoyez le bac et son couvercle à l'aide d'un désinfectant de surface.

IT Ne pas stériliser à la chaleur. Désinfectez les surfaces uniquement.

Per uso con cassette IMS

Compatible con Signa Stat, Large 8x11, Large Thin Ortho, cassette per chirurgia orale, Cassetta Recipiente, e Cassetta DIN.

Il contenitore IMS Tub viene utilizzato per trasportare in sicurezza oggetti taglienti contaminati e riutilizzabili dalla poltrona alla sala di sterilizzazione.

Posizionare e coprire accuratamente il contenitore con il coperchio trasportandolo con cautela alla sala di sterilizzazione.

Rimuovere le cassette dal contenitore quando il Bagno ad Ultrasuoni o il Termodisinfettore sono pronti all'uso. Dopo l'uso, pulire il contenitore e il coperchio utilizzando un disinfettante per superfici.

PT Não esterilize por calor. Apenas desinfecção superficial.

Para uso com cassetes IMS

Compatível com o Cassete Signa Stat, Grande 8x11, o Cassete ortodôntico grande, fino, o Cassete para Cirurgia Oral, Cassete de contêiner, e Cassete DIN.

A caixa de transporte IMS é utilizada para transportar com segurança materiais perfurocortantes contaminados e reutilizáveis da sala de tratamento para a esterilização.

Usando luvas utilitárias, coloque os cassetes contaminados e os materiais perfurocortantes reutilizáveis na caixa de transporte imediatamente após o uso.

Coloque e trave a tampa na caixa de transporte e transporte-a cuidadosamente para a esterilização.

Remova os cassetes da caixa quando o banho ultrassônico ou a lavadora/desinfetadora térmica estiverem prontos para uso.

Após o uso, limpe a caixa e a tampa com um desinfetante de superfícies.

Hu-Friedy

Manufactured for:
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N. Rockwell Street
Chicago, IL 60618 | USA
1-800-Hu-Friedy | HuFriedyGroup.com



Made in Mexico



PAPERBOARD
BOX



PLASTIC
BAG

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.
©2025 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.

P2752 / REV 1 - 2512

..HuFriedyGroup
The Best In Practice