

Pantone 326C
Pantone 1945C
Pantone 425C
Black

6.5"

3"



DANGER

Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

BAR CODE FPO
+D67148102513

ENZYMAX EARTH PAX™

Concentrated Ultrasonic Detergent & Presoak
Détergeant et Produit de Trempage
Concentré Ultrasonique

- Environmentally friendly | Écologique*
- Fast acting dual enzyme cleaning
Nettoyage à double enzyme à action rapide
- Advanced Steelgard™ corrosion protection
Protection avancée contre la corrosion Steelgard™
- Mineral deposit elimination | Élimination des dépôts organiques

* Biodegradable formula according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) testing
Formule biodégradable conformément aux normes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

IMS-1332
32 - 1/2 OZ. (14 GRAM) PACKETS
32 - 1/2 OZ (14 GRAMMES) SACHETS

Hu-Friedy

CANADA IMPORTER USE ONLY
RÉSERVÉ AUX IMPORTATEURS CANADIENS

Manufactured for | Fabriqué pour :
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N Rockwell Street
Chicago, IL 60618 | USA
Telephone | Téléphone : 1-800-Hu-Friedy or
1-773-975-6100
Website | Site web : Hu-Friedy.com

Europe: Zweigniederlassung Deutschland
Kleines Öschle 8, D-78532 Tuttlingen
Telephone | Téléphone : 00800 48 37 4339
Website | Site web : Hu-Friedy.eu

24-Hour Number | Numéro 24 heures/24 :
1-800-535-5053

International : 1-352-323-3500

K8504/0317

VENDOR USE ONLY Made in USA
Fabriqué aux États-Unis

PLEASE READ WARNING INFO INSIDE.
VEUILLEZ NOTER LES DÉTAILS
D'AVIS SITUER À L'INTÉRIEUR.



6.5"

3"

DIRECTIONS | INSTRUCTIONS D'UTILISATION

For professional use only. Use with water at temperature between 90° and 140° F (32° to 60° C), demineralized water is ideal. **Presoak:** Add 1 packet per 1 gallon (3.8L) of water. Soak for 3-5 minutes. Rinse thoroughly. **Linen Presoak:** Add 1 to 2 packets per 1 gallon of water (3.8L). Soak clothing for 10 minutes. Proceed with normal washing. **Ultrasonic Cleaning:** Add 1 packet per 1 gallon (3.8L) of water. Rinse instruments thoroughly, dry and proceed with sterilization. **Evacuators:** Add 2 packets per 1 gallon (3.8L) of water. Insert evacuator hose, turn system on full open for one minute. Suggested maintenance twice weekly. **Store in a cool, dry place. Change daily or when visibly soiled.**

Réservé à un usage professionnel. Utiliser idéalement avec de l'eau déminéralisée et à une température située entre 90° à 140° F (32° à 60° C). **Trempage :** Ajouter 1 sachet par gallon (3,8 l) d'eau. Laisser tremper pendant 3 à 5 minutes. Rincer abondamment. **Trempage de textiles :** Ajouter 1 à 2 sachet(s) par gallon (3,8 l) d'eau. Laisser tremper le textile pendant 10 minutes. Laver ensuite normalement. **Nettoyage ultrasonique :** Ajouter 1 sachet par gallon (3,8 l) d'eau. Rincer abondamment et sécher les instruments avant de les stériliser. **Évacuateurs :** Ajouter 2 sachets par gallon (3,8 l) d'eau. Insérer le tuyau de l'évacuateur et mettre le système en position ouverte pendant une minute. Entretien conseillé deux fois par semaine. **Stocker dans un endroit frais et sec. Changer la solution tous les jours ou dès qu'elle paraît sale.**



HINGE AREA



6.5"

3"

HINGE AREA

Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wash hands, forearms and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/eye protection/face protection. Wear respiratory protection. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of water. **IF INHALED:** If breathing is difficult, remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor. Take off contaminated clothing and wash before reuse. Dispose of contents/ container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection /un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. Porter un équipement de protection respiratoire. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau. **EN CAS D'INHALATION:** s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.