

IMS™ Cassette Clip and Needle Cap Holder Clip de cassette et support de capuchon d'aiguille

REF IM1004

QTY 6

Stainless Steel / Acier Inoxydable

STERILIZE BEFORE USE / STÉRILISER AVANT UTILISATION

Recommended for use with IMS™ Infinity and Signature Series™ Cassettes only.
Est recommandé pour une utilisation uniquement avec les cassettes IMS Infinity et Signature Series.



Sterilizable in steam sterilizer
at 134° C / 273° F for 4 min



Washer-disinfector for thermal
disinfection possible



www.hufriedygroup.com/Reprocessing/
1-800-Hu-Friedy; info@hu-friedy.com

..HuFriedyGroup

The Best In Practice

INSTRUCTIONS

Use clip on lid of cassette.

Utiliser le clip dans le couvercle de la cassette.

Place Needle Cap Holder on base of cassette.

Placez le porte-capuchon d'aiguille sur la base de la cassette.

For How-To Videos, visit
HuFriedyGroup.com/IMSMAINTENANCE

Hu-Friedy



Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
2501 Sanders Rd.
Northbrook, IL 60062 | USA



B2944

REV 5 - 2508

All company and product names are trademarks of
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related
companies, unless otherwise noted.
©2025 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.

