

IMS™ Cassette I.D. Labels

Étiquettes d'identification des cassettes IMS™

REF IMS-1234

QTY 50

Special polyester pressure-sensitive label for permanent cassette identification.

Étiquette spéciale en polyester auto-adhésive pour l'identification permanente des cassettes.

Can be imprinted with a permamet ink marking pen or with special permanent typewriter/computer ribbon inks.
Peut être imprimé avec un stylo marqueur à encre permanente ou avec des encres spéciales permanentes pour rubans de machine à écrire/ordinateur.



Manufactured for:

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

2501 Sanders Rd.

Northbrook, IL 60062 | USA

1-800-Hu-Friedy | HuFriedyGroup.com

D2405 / REV 6 - 2512

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted.

©2025 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.

∴HuFriedyGroup
The Best In Practice