



# Nuevos Kits Básicos

Creados tomando en cuenta las necesidades del Profesional de Odontología



Hu-Friedy is now a proud member of

 **HuFriedyGroup**  
The Best In Practice



**Como profesional en odontología**, ya tiene suficiente en que pensar cuando atiende a los pacientes; así que, ¿por qué no simplificar? Nuestros kits básicos ofrecen una opción económica. Han sido diseñados para cumplir con sus necesidades clínicas y así obtener una combinación de instrumentos para una amplia gama de tratamientos.

Los kits han sido previamente diseñados para que usted reciba los instrumentos de alta calidad que necesita y así pueda utilizar el tiempo extra en otros aspectos del consultorio y la atención de los pacientes.

- Todos los kits están diseñados a fin de ofrecer instrumentos básicos necesarios para estudiantes y doctores por igual.
- Los kits fueron diseñados según cada procedimiento, facilitándole así al doctor lo que necesita.
- ¡Disponibles ahora con un descuento especial! **Asegúrese de contactar a su distribuidor local para más detalles.**

## Básico de Diagnóstico<sup>1</sup> .....



### Ventajas y beneficios

- 1 Precisión en diagnóstico que permite trabajar con máxima eficiencia y reducir los tiempos de trabajo.
- 2 Tecnología avanzada que nos permite elaborar instrumentos con materiales superiores, con diseños innovadores y de gran durabilidad.
- 3 Excelente relación calidad-precio.

CODIGO DE PIEZA	DESCRIPCION
IMEXAMCH	Espejo de doble cara (MH6 / MIR5DS), explorador (EXD56), pinza (DPU17), y casete (IM6059)
EXC176	Cucharilla excavadora

Se deben pedir ambos códigos para completar el kit sugerido.

# Básico para Resinas<sup>2</sup> .....

## Ventajas y beneficios

- 1 Ahorre con un mismo kit para cualquier restauración.
- 2 Un kit con tres instrumentos de diagnóstico y dos instrumentos para resina universales que se pueden utilizar para colocar, conformar y manejar las zonas oclusal e interproximal.
- 3 Dos instrumentos XTS con coberturas de nitruro de titanio y aluminio que proporcionan un buen contraste y no permiten que se pegue la resina.

CODIGO DE PIEZA	DESCRIPCION
TNCIGFT1	Instrumento Goldstein Flexi thin 1 de titanio
TNCVIPC	Instrumento interproximal de titanio
MIR5 / MH6	Espejo #5 / Mango de espejo
DPU17	Pinza de algodón
EXS236	Explorador 23

Se puede adquirir con el casete **IM6050**



# Universal Para Resinas<sup>2</sup> .....

## Ventajas y beneficios

- 1 Para resinas complejas en las que se necesitan más tipos de instrumentos.
- 2 Cinco instrumentos XTS con coberturas de nitruro de titanio y aluminio que proporcionan un buen contraste y no permiten que se pegue la resina.
- 3 Se pueden usar tanto en resinas posteriores como anteriores.

CODIGO DE PIEZA	DESCRIPCION
TNPFIW3	Instrumento para aplicación de resina de titanio
TNBB27/29	Instrumento bola-huevo de titanio
TNCIGFT2	Instrumento Goldstein Flexi thin 2 de titanio
TNCIPCL	Instrumento Bolita-espátula de titanio
TNCIGFTMI	Instrumento Mini Goldstein Flexi thin de titanio

Se puede adquirir con el casete [IM6058](#)



# Limpieza Subgingival<sup>2</sup> .....

## Ventajas y beneficios


- 1 Un solo kit para curetaje en cualquier zona de la boca.
- 2 Las curetas Gracey son eficientes y fáciles de utilizar.
- 3 Trae una sonda OMS que siempre permite ver la salud gingival.

CODIGO DE PIEZA	DESCRIPCION
SG1/26	Gracey 1/2
SG13/146	Gracey 13/14
SG11/126	Gracey 11/12
SG9/106	Gracey 9/10
PCP11/5B6	Sonda periodontal OMS

Se puede adquirir con el casete [IM6056](#)



# Amalgama<sup>2</sup> . . . . .



## Ventajas y beneficios

- 1 Kit práctico con instrumentos de acero inoxidable de grado quirúrgico y duradero.
- 2 Portaamalgamas universal.
- 3 Optimizamos el número de instrumentos para su comodidad y facilidad a la hora de realizar una amalgama.

CODIGO DE PIEZA	DESCRIPCION
23690	Portaamalgamas
BB27/296	Bruñidor huevo-bolita
BB216	Bruñidor anatómico
EXC186	Excavador 18
PLGH26	Empacador de amalgama grande
PLGH16	Empacador de amalgama pequeño

Se puede adquirir con el casete **IMSS70**

# Básico Para Endodoncia<sup>2</sup> .....


## Ventajas y beneficios

- 1 Kit práctico con instrumentos de acero inoxidable de grado quirúrgico y duradero.
- 2 Su función incluye todo el proceso, desde el inicio de la apertura del canal radicular, pasando por la obturación de los conductos y finalmente hasta la obturación temporal.
- 3 Para la técnica de condensación lateral.

CODIGO DE PIEZA	DESCRIPCION
EXC32L	Excavador de endodoncia 32
RCMA576	Espaciador MA57
RCSD116	Espaciador D11
EXDG166	Explorador recto de endodoncia
RCPGL16	Condensador Glick 1

Se puede adquirir con el casete [IM6053](#)





Para mayor información y para encontrar su distribuidor local, visite: [Hu-Friedy.com/LatinoAmerica](https://www.hu-friedy.com/LatinoAmerica)

1) Cassette incluido. 2) El cassette se vende por separado.

Todos los nombres de la compañía y productos son marcas registradas de Hu-Friedy Mfg. Co. LLC, sus afiliadas y compañías relacionadas, a menos que mencione lo contrario.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Todos los derechos reservados. HFL-518LA/0122

Hu-Friedy is now a proud member of

 **HuFriedyGroup**  
The Best In Practice