

Pantone 326C - IMS Green
Pantone 1945C - HF Red
Pantone 425C - Gray
Black

1mm Clear Seam Underlap
NO INK IN THIS AREA

2mm Extended Print
Background Graphics Only
NO TEXT IN THIS AREA

FOLD

24mm

96mm

FOLD

72mm

4mm Clear Seam Overlap
NO INK IN THIS AREA

2mm Clear
NO INK IN THIS AREA

HP=50mm from top

Total Cut Height=196.85mm

Total Print Height=192.85mm

Total Print Width=194mm

Total Slit Width=199mm

5mm Seam Underlap
Background Graphics Only
NO TEXT IN THIS AREA

1mm Extended Print for Seam Overlap
Background Graphics Only
NO TEXT IN THIS AREA

NO COPY/ARTWORK AREA

DANGER

May be fatal if swallowed and enters airways.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. Store locked up. Dispose of contents/ container in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

DANGER

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/le récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international.

SDS Available on Request or at Hu-Friedy.com.
FS disponible sur demande ou au Hu-Friedy.com.

CANADA IMPORTER USE ONLY
RÉSERVÉ AUX IMPORTATEURS CANADIENS

**FOR POSITION ONLY
(HUMAN READABLE & ACCURATE)**
+6711361231%

DIRECTIONS

1. Shake well before using.
2. Spray instruments after cleaning (box lock open), and before autoclaving
3. Let instrument drain.
4. Wipe off excess liquid.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Bien secouer avant utilisation.
2. Vaporiser les instruments après les avoir nettoyés (mécanisme auto-bloquant ouvert) et avant la stérilisation en autoclave.
3. Laisser égoutter l'instrument.
4. Essuyer le liquide en trop.

Manufactured for | Fabriqué pour :
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N. Rockwell Street
Chicago, IL 60618 | USA
Telephone | Téléphone :
1-800-Hu-Friedy or 1-773-975-6100
Website | Site web : Hu-Friedy.com

Europe: Zweigniederlassung Deutschland
Kleines Öschle 8 | D-78532 Tuttlingen
Telephone | Téléphone :
00800 48 37 4339
Website | Site web : Hu-Friedy.eu

24-Hour Number | Numéro 24 heures/24 : 1-800-535-5053
International : 1-352-323-3500

ILS/0217
Made in USA | Fabriqué aux États-Unis
[FOR VENDOR USE]

INSTRUMENT LUBRICANT LUBRIFIANT POUR INSTRUMENT

- Keep hinged instruments moving freely | Permet aux instruments articulés d'être manipulés librement
- Water soluble | Hydrosoluble
- Silicone, phosphate and chlorine free | Sans silicone, sans phosphate et sans chlore
- Safe for use with autoclave sterilizers | Peut être utilisé en toute sécurité avec des stérilisateurs autoclaves
- Neutral pH | pH neutre
- Rust inhibitor | Inhibiteur de rouille

Helps Prevent | Permet D'éviter

- Discoloration | La décoloration
- Electrolytic mineral deposits | Les dépôts minéraux électrolytiques
- Build up of baked-on protein | L'accumulation des protéines collées

ILS | 8 FL. OZ. (237 mL)
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Hu-Friedy